



Microperfuseurs de sécurité BD Safety Lok avec adaptateur - Boîte de 50

Pour le prélèvement sanguin avec adaptateur intégré.

Microperfuseur avec système de sécurité sur l'épicranienne pour une protection efficace contre les blessures liées aux piqûres d'aiguille.
Bonne prise en main grâce à une large ailette avec grip antidérapant.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur de sécurité à ailette avec système BD Safety Lok pour la rétraction de l'aiguille après l'utilisation.
 - Une tubulure souple de longueur 178 mm.
 - Un adaptateur pré-monté sur la tubulure avec aiguille pour tube sous gaine souple.
- Témoin visuel et sonore de mise en sécurité de l'aiguille.
 - Sans latex.
 - Stérile, à usage unique.

Stérilisation à l'Oxyde Ethylène.
Validité 2 ans.

Modèle disponible en 21G, 23G et 25G.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.
Vendu par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.