

Mini autoclave classic 2100 - 9 L

Pour la stérilisation du matériel non emballé.

Autoclave électronique de classe S.

- Température et durée de stérilisation : - 126 °C / 11 mn - cycle 22 mn.
- Fréquence : 50 Hz.
- Tension : 1500 Watts.
- Témoin lumineux d'indication de cycle.
- Détecteur électronique en cas de manque d'eau.
- Système de verrouillage de sécurité.

Modèle 9 litres :

- Poids : 4.5 kg.
- Charge : 3 kg.
- Hauteur : 335 mm.
- Largeur : 340 mm.
- Chambre : Ø 21 / H 23 cm.

Matériel médical CE.

Conforme aux normes : IEC601-DIN5894G-EN50081-En 50082.

Diponible également en [version 12 L](#).

