



### Mini otoscope d'appoint - Medzoo - Lampe stylo à usage non médical

Mini otoscope simple de forme stylo - 2 en 1, lampe et otoscope à usage non médical et vétérinaire.

S'utilise comme une lampe stylo ou comme otoscope de secours avec les spéculums interchangeables.  
Son manche porte pile possède un clip de fixation avec interrupteur intégré.  
Permet l'examen auriculaire et nasal.  
Ne permet pas de diagnostic médical.

- Lumière intégrée par une ampoule halogène.
- Tête avec loupe.
- Livré avec 5 spéculums à usage unique.
- Se range facilement dans une poche comme un stylo.
- Idéal pour examen des oreilles et des cavités nasales pour petits animaux tel que chiens et chats.
- Utilisation en fonction lampe si l'on enlève la tête-loupe.
- Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies).

Dimensions : L 140mm, Ø 60 mm.

Poids 38 g (avec les piles).

Livré avec : 2 piles AAA, 5 spéculums (3 en 4mm et 2 en 2.4mm).