

### Ophtalmoscope Welch Allyn pocket professionnel

#### Pour une haute qualité de vision

Ophtalmoscope de précision bénéficiant de la qualité et de la technologie Welch Allyn.

- 6 ouvertures : micro, petite, grande, fixation, fente et bleu de cobalt.
- Embout optique sans poussière et 48 lentilles de vue.
- Exempt de rouge pour identification des veines, artères et fibres nerveuses.
- Rhéostat pour une intensité variable de la lumière.
- Lentilles convergentes en verre.
- Eclairage halogène 2,5 V.

Hauteur : 16.02cm

Poids: 129.5g avec piles

Alimentation avec deux piles de type AA.

Matériel médical CE.

Garantie 3 ans.

