

FICHE TECHNIQUE

Pack administration vaccin - Seringues Luer 1ml et aiguilles 23G x 1 HelpA

Pack complet pour la préparation et l'administration de tous types de vaccins dont Covid-19.

Pack vaccination avec seringues 3 pièces Luer 1ml et aiguilles hypodermiques 23G.



Seringue 3 pièces 1ml HelpA, sans aiguille, stérile, à usage unique:

- Cône Luer avec embout centré.
- Corps transparent en polypropylène.
- Piston en polyéthylène.
- Sans latex.
- Contenance 1ml.
- Graduation tous les 0.02ml.

Aiguille hypodermique 23G x 1" - 0.6mm x 25mm HelpA, stérile, à usage unique:

- En acier inoxydable.
- Triple biseau.
- Embase translucide bleue.
- Sans latex.
- S'adapte à tous types de seringues.

Pour aller sur la fiche de notre pack seringues +aiguille reconstitution vaccins cliquer [sur ce lien](#).

Pack complet de vaccination HelpA contenant 1 boîte de 100 seringues 1ml et 1 boîte de 100 aiguilles 23G.

Sous emballage individuel stérile.
Stérilisation Oxyde Ethylène.

Matériel médical CE.