

FICHE TECHNIQUE

Pack reconstitution vaccin Covid-19 : Seringues Luer 2ml + Aiguilles 23G x 1.25

Répondant au mode opératoire pour la préparation des vaccins Covid-19

Seringue 2 pièces 2ml, sans aiguille, stérile, à usage unique.

- Cône Luer avec embout centré
- Corps transparent en polypropylène
- Piston en polyéthylène
- Glissement régulier et précis du piston
- Contenance des seringues : 2ml
- Sous emballage individuel stérile.

Aiguilles hypodermiques Romed, 23G x 1.25 - 30 x 0.60 mm -Bleu

- Aiguille en acier inoxydable.
- S'adapte à tous types de seringues.
- Sans latex, sans PVC, sans phtalates (DEHP).

Pack complet : 1 boîte de 100 seringues et 1 boîte de 100 aiguilles.

Emballage individuel stérile.

Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Matériel médical CE.

