



Pad-Pak - Kit batterie + électrodes pour défibrillateur Heartsine Samaritan® - Adulte et Pédiatrique

Pack batterie + électrodes pour le défibrillateur Pad 360P

Le Pad-Pak et le Pediatric-Pak sont une cartouche qui combine à la fois la batterie et les électrodes.

Il y a donc qu'une seule date de péremption à surveiller.

Cette cartouche a une durée d'utilisation de 4 ans à compter de la date de fabrication. Cela permet de réaliser des économies substantielles par rapport aux défibrillateurs dotés de modules distincts pour batteries et électrodes

Grâce à la sophistication unique de son procédé, le Pad-Pak pédiatrique de Heartsine assure un niveau d'administration d'énergie spécifiquement adapté au niveau requis pour les enfants.

- Référence **PAK300** : spécialement conçu pour les adultes

- Référence **PAK400** : spécialement conçu pour les enfants

Retrouvez le kit complet avec le défibrillateur sur notre site internet :
- Défibrillateur PAD 360P accessible au grand public - Entièrement automatique
- HeartSine Samaritan®

Sélection de puissance :

- Adulte :
 - Choc 1 : 150 joules
 - Choc 2 : 150 joules
 - Choc 3 : 200 joules
- Enfant :
 - Choc 1 : 50 joules
 - Choc 2 : 50 joules
 - Choc 3 : 50 joules

Informations techniques :

- Durée de conservation : 4 ans à compter de la date de fabrication
- Poids : 0,2 kg
- Taille : 10 cm x 13,3 cm x 2,4 cm
- Type de batterie : Lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO₂)
- Capacité : > 60 choc@ 200J - 18V, 1,5 Amp Hres
- Électrodes : Les électrodes de défibrillation jetables HeartSine samaritan
- Pose : Antéro-latéral (adultes) ; antéro-postérieur (enfants)
- Zone de gel actif : 100 cm²
- Longueur de câble : 1 mètre

Matériel médical CE