

FICHE TECHNIQUE

Panier porte-sérum plastifié blanc - 250 ml, 500ml et 1000 ml

Panier permettant de suspendre les flacons à perfusion.

Ce panier porte-sérum plastifié blanc permet, en milieu hospitalier, de suspendre en sécurité les flacons à perfusion en verre ou en plastique.

Coloris : plastifié blanc

Dimensions : disponible en 3 tailles

- Référence PPS25R : 250 ml
- Référence PPS50R : 500 ml
- Référence PPS99R : 1000 ml

Utilisation :

- Mettre le flacon dans le porte-sérum, goulot vers le bas
- Joindre le tube d'alimentation au flacon
- Suspendre le porte-sérum à un support prévu à cet effet.

