

Pansement BD Veca-C stérile non tissé fenêtré pour cathéter I.V.

Pansement stérile avec fenêtré pour ponctions veineuses, artérielles et épicroâniennes.

Pansement non-transparent avec pré-découpe.

Assure une filtration antibactérienne sur le point de fixation.

Dispose d'une fenêtré transparente pour la visualisation du point de ponction.

Imperméable à l'eau, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Pour le confort du patient et l'asepsie, la compresse hydrophile placée sous les ailettes du cathéter évite tous frottements ou irritations cutanées.

- Prêt à l'emploi.
- Sans latex, sans DEHP ajouté, sans phtalate.

Composition:

- Compresse en polyester non tissé.
- Tampon absorbant anodisé en polyester et aluminium perforé.
- Adhésif : 2 éthylhexylpolacrylate.
- Fenêtré en polyuréthane.

Référence fournisseur: 392020

Usage unique.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Péremption : 5 ans après stérilisation.

Dimensions: 75 x 60 mm.

Matériel médical CE.

