

Pansement absorbant stérile Zetuvit® E - Hartmann

Pansement absorbant pour le soin de plaies très exsudatives

Pansements absorbants doux pour la plaie, enveloppés de non-tissé en polypropylène non adhérent, coussin absorbant en flocons de cellulose doux, voile de cellulose assurant la répartition des sécrétions et couche hydrophobe en non-tissé de polypropylène bleu au dos de la compresse comme protection contre la contamination.

Dimensions disponibles (dépliés) :

- 10 x 20 cm
- 15 x 20 cm
- 20 x 25 cm.

Conditionnement individuel stérile, boîtes de 15 et 25 pansements.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

