



### Pansements tulles vaselinés Grassolind® 5,5 x 5,5 cm - Hartmann - Boîte de 50

Compresse grasse en tulle de coton à larges mailles.

Recommandé pour le traitement des plaies en général, en particulier pour maintenir la souplesse des surfaces et des berges des plaies, par exemple dans les écorchures et les éraflures étendues, les brûlures de tout genre, en chirurgie plastique et cosmétique, les extractions des ongles, les opérations du phimosis, etc. Pour la couverture de sites de prélèvement de greffes de peau et pour la fixation des greffons. Egalement idéal en dermatologie ainsi que pour les patients à la peau sensible et sensibles aux médicaments.

#### Composition

Grassolind est constitué d'un tulle 100 % coton, à larges mailles imprégnées d'un excipient neutre. Vaseline, Softisan® 649 (esters diglycériques d'acides gras mono et dicarboxyliques)

- Retrait indolore grâce à la vaseline
- Perméable à l'air et aux exsudats
- Facile à découper
- Pas sensibilisant, ni allergisant, même en cas d'utilisation prolongée
- Renouveler le pansement une fois toutes les 24 à 48 heures

Les pansements sont disponibles en différentes présentations : 5.5 x 5.5 cm, [10 x 10 cm](#).

Conditionnement : Boîte de 50 pansements tulles vaselinés sous pochette pelable.

Marquage CE-0123. Classe II b.