

## FICHE TECHNIQUE

### **Pince Rochester-Péan Kocher courbe avec griffes - Pour réaliser des pansements.**

Pince Kocher en version courbe munie de griffes:

- Elle empêche tout glissement lors de la préhension.
- Elle est adaptée pour les tissus moins fragiles à saisir.
- Elle est utilisée au quotidien par les infirmières pour réaliser des pansements.
- Nettoyage et désinfection à la main ou en machine.

Disponibles en plusieurs tailles:

- 12cm
- 14cm
- 16cm
- 20 cm

Dispositif médical de classe I certifié CE.

Garantie 2 ans.

Pince de Kocher courbe avec griffe en inox.

