

Pince de Hartmann en inox pour corps étrangers.

Pince de précision pour la saisie et l'extraction d'un corps étranger dans l'oreille ou le nez.

Pince ORL de précision avec mors striés pour l'extraction de tout type de corps étrangers au niveau de l'oreille ou du nez.

- Stérilisables et autoclavables à 134° C pendant 18 minutes.
- Nettoyage en machine ou à la main avec un produit adapté.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Conditionné sous emballage individuel non stérile.

Taille disponible : 9cm

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

Matériel médical CE.

