

FICHE TECHNIQUE

Pince de Pozzi utérine - Qualité bloc - Fabrication Allemande

Pince de Pozzi utérine pour fixer ou exercer une traction sur le col utérin.

- Instruments de qualité bloc.
- Finition haut de gamme.
- Pince autoclavable à 134°C pendant 18 minutes.

Taille disponible:

- 25cm.
- Largeur (au bout de lapince): 1,2 cm.

Fabrication Allemande.
Matériel médical CE .
Garanti 7 ans.

Pince de Pozzi utérine droite en acier inoxydable supérieur - 25cm.

