

FICHE TECHNIQUE

Poids pour pouliothérapie - Sac de 500gr à 5Kg

Sacs de charge pour la rééducation par la pouliothérapie

Charge à utiliser pour ajouter du poids lors des exercices de pouliothérapie.

L'accroche se fait via un anneau de fixation soudé et en acier nickelé.

Les charges de rééducation sont remplies de sable et sont en toile renforcée (**CORDURA Fabric**, tissu reconnu pour sa résistance aux déchirures et pour durer dans le temps) .

Charges disponibles :

- Poids de 500 gr
- Poids de 1 Kr
- Poids de 1,5 Kg
- Poids de 2 Kg
- Poids de 2,5 Kg
- Poids de 4 Kg
- Poids de 5 Kg

Fabriqué en France.

