

### Seringue 1ml Luer Lock Mésalyse - Mésothérapie et micro injections

Performance, fiabilité et précision.

Seringues 1 ml LUER LOCK - Spéciale mésothérapie et micro injections, stériles et à Usage Unique.

Utilisée pour pratiquer des injections de précision, notamment grâce à son cône centré.

Fixation Lock par vissage de l'aiguille sur la seringue.

Le système Luer Lock permet de verrouiller l'embase et de fermer hermétiquement la seringue, offrant ainsi une étanchéité parfaite.

Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.

- Le cylindre transparent et rigide permet un parfait contrôle de l'injection.
- L'impression de la graduation assure une parfaite lisibilité.
- Le joint de piston en silicone souple assure une étanchéité maximum et un glissement doux et régulier du piston.

Adaptable avec nos aiguilles micro-injections et mésothérapie.

Boîte de 100 pièces.

