



### **Seringue insuline 0,3ml aiguille sertie Microfine 31G Pic Boîte de 30**

Avec loupe à poser sur la seringue, pour faciliter la lecture de l'échelle graduée.  
Graduation par demi-unités.

**Seringues insuline 0,3 ml avec aiguille Microfine 31G INSUMED.  
Graduation indiquant les demi-unités d'insuline. Idéal surtout pour la  
pédiatrie et les injections pour petits animaux.**

- Aiguille sertie 31 G 1/2' (8 mm x 0,25 mm).
- Seringue 3 pièces, 0.3 ml
- Graduation 30 UI. Par demi-unités.
- Polypropylène hautement transparent atoxique.
- Aiguille directement insérée dans le corps de la seringue (seringue sans espace mort)
- Caoutchouc du piston sans latex, plat, à triple contact.

Stérilisation oxyde d'éthylène.  
Validité 5 ans.

Conditionné sous blister stérile de 10 seringues.  
Avec vignette optique (loupe) détachable.

Vendu par lot de 2 boîtes de 30 seringues.

Matériel médical CE

Fabrication Européenne.