

### Seringues 3 pièces BD Emerald, Boîte de 100

Seringues pour injection et prélèvement avec joint élastomère permettant une étanchéité renforcée même sous forte pression. Glissement doux et régulier.

Seringues stériles 3 pièces Becton Dickinson, sans aiguille, à usage unique, pour les injections et les prélèvements.

- Corps transparent en polypropylène,
- Piston avec joint,
- Cône Luer centré,
- Glissement facilité,
- Sans latex.

Emballage individuel stérile.  
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (validité 5 ans).

Conditionnement par boîte de 100.

Matériel médical CE.

