

### Seringues 3 pièces Nipro Luer Centré 10 ml mésothérapie

**Cône centré, spécialement conçu pour la mésothérapie.**

Seringue 3 pièces Nipro stérile à usage unique.

- Cône luer, embout centré.
- Corps en polypropylène transparent.
- Joint en élastomère pour une étanchéité renforcée.
- Piston en polypropylène.
- Paroi siliconée pour un glissement optimal.
- Sans latex et sans PVC.
- Stérilisées à l'oxyde d'éthylène (ETO)(durée de validité 5 ans).

Transparence pour une bonne visualisation du processus et pour la détection d'éventuelles bulles d'air.

Conditionné sous emballage individuel stérile.  
Vendu par carton de 100 seringues de 10ml.

Conforme ISO 7886-1.  
Validité 5 ans.  
Matériel Médical CE.

