

Seringues HelpA nutrition 50 ml pour cathéters et sondes gastriques Robe Medical

Boîte de 25 - Seringues 3 pièces avec embout cône pour sondage gastrique.

Seringues 3 pièces sans aiguilles stériles à usage unique.
Corps transparent et graduations noires pour un bon contrôle visuel du dosage et une grande précision.
Joint élastomère pour une étanchéité renforcée et une glisse parfaite.
Sans latex.

- Corps transparent en polypropylène.
- Piston avec joint.
- Embout cône.
- Bouchon de protection.
- Glissement régulier et précis du piston.

Contenance des seringues: 50ml.
Sous emballage individuel stérile.
Conditionné en boîte de 25 seringues.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
Péremption: 5 ans après stérilisation.

Matériel médical CE.

