



Slips absorbants MoliCare® Premium Mobile Maxi - Paquet de 14 - Hartmann

Pour fuites urinaires importantes

Slip absorbant anatomique constitué d'un triple coussin absorbant, de barrières anti-fuites hydrophobes latérales, d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'une ceinture élastiquée.

- pH 5,5, aide à préserver le pH physiologique de la peau
- Odeurs neutralisées
- Maintien et discrétion
- Hypoallergénique

Tailles disponibles et tarifs à l'unité :

- Slip absorbant MoliCare® Premium mobile 10 gouttes - Taille M (Medium) : 38-48 (80-120cm), capacité d'absorption : 2626ml, 14 slips par sachet
- Slip absorbant MoliCare® Premium mobile 10 gouttes - Taille L (Large) : 48-60 (100-150cm), capacité d'absorption : 2613ml, 14 slips par sachet
- Slip absorbant MoliCare® Premium mobile 10 gouttes - Taille XL (Extra Large) : >60 (130-170cm), capacité d'absorption : 2757ml, 14 slips par sachet

Comment ?

Le slip absorbant se met et s'enlève comme un sous-vêtement classique ou peut être retiré en déchirant les coutures latérales de la ceinture.