

## FICHE TECHNIQUE

### Spatules d'ayre stérile - Boîte de 100

Pour prélèvements gynécologiques.

Spatules d'ayre stériles, à usage unique. En plastique blanc.

2 extrémités, 2 formes différentes :

- Forme arrondie, pour les prélèvements au niveau de l'exocol.
- Forme allongée, pour les prélèvements au niveau de la jonction exocol-endocol.

Longueur: 18,8 cm.

Conditionnement individuel stérile.  
Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Vendu par boîte de 100 spatules.

Matériel Médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

