

### Spéculum à usage unique avec ouverture une main stérile Robé Médical

Fermeture avec crantage de sécurité, tenue précise d'une seule main

Spéculum de type Cusco, stérile à usage unique.

Fermeture avec crantage progressif permettant la tenue d'une seule main



- Réglage facile.
- Tige de fixation 7 crans.
- Utilisation aisée avec une seule main.
- Large champ de vision.
- Excellente transparence.
- Ecartement des spatules doux et progressif.
- En plastique polypropylène.
- Angles arrondis.

3 tailles disponibles :

- Taille S, Ø 18 mm.
- Taille M, Ø 26 mm.
- Taille L, Ø 30 mm.

Stérilisation Oxyde d'éthylène. Validité 5 ans.

Conditionnement sous emballage individuel stérile.  
Vendu par lot de 20 unités.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*