

### Spéculum de Collin inox Qualité Standard

Instrument inox de qualité standard destiné aux examens gynécologiques.

Permet de visualiser et d'examiner le col de l'utérus et le vagin.  
Donne accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales.

- Inox qualité standard.
- Clé à vis permettant l'écartement du spéculum.

#### Spéculums de Collin disponibles en plusieurs dimensions :

- 30 mm x longueur 85 mm.
- 35 mm x longueur 100 mm.
- 38 mm x longueur 120 mm.
- 40 mm x longueur 110 mm.

Vendu à l'unité.

Matériel Médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.

