

### Spéculum de Cusco inox pliant Qualité Standard

Instrument inox de qualité standard pour examens gynécologiques.

Le spéculum de Cusco permet de visualiser et d'examiner le vagin et le col de l'utérus.

Il donne accès au canal cervical et à la cavité utérine pour pratiquer de multiples examens et interventions chirurgicales.



Inox qualité standard.  
Pliant.

#### **Spéculums de Cusco disponibles en plusieurs dimensions :**

- 32 mm x longueur 75 mm.
- 35 mm x longueur 85 mm.
- 37 mm x longueur 100 mm.
- 40 mm x longueur 100 mm.

Vendu à l'unité.

Matériel Médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*