

### Steranios 2% Anios Bandelettes de contrôle de conformité

#### Pour un contrôle précis du taux de glutaraldéhyde actif des solutions Steranios.

Bandelettes imprégnées d'un réactif spécifique au glutaraldéhyde.

- Permet la vérification du taux de glutaraldéhyde pour les solutions de désinfection à froid Steranios 2%.
- Contrôle l'efficacité du bain de désinfection.

A utiliser pour les désinfectants à froid [Stéranios 2%](#) et [Stéranios 20% concentré](#).

Conditionné par lot de 100 bandelettes.

Test conforme : Rose uniforme.

Test non conforme : Orange ou orange avec bordures roses.

Dispositif médical CE.

