



2022  
Distributeur  
Certifié



**robé**  
+ médical



### Stéthoscope Littmann - Classic III - Noir

Dispose d'une parfaite écoute des sons hautes et basses fréquences - Garantie 6 ans

Combine innovation, fiabilité et robustesse pour des examens de qualité.

- Double pavillon en acier inoxydable.
- Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon.
- Diamètres des pavillons de 43 et 33 mm.
- Tubulure à simple conduit.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- Lyre orientée pour le confort du médecin.
- Embouts auriculaires étanches et clipsés.

**Le Stéthoscope Classic III est proposé par Robé médical, avec 1 an de garantie supplémentaire soit 6 ans !**

[Également disponible en Série Limitée](#), et en [plusieurs coloris](#).

Longueur: 69 cm. Poids: 150 g.

Matériel médical CE.

**Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann 3M.**