



### Stéthoscope Littmann - Classic III - Série Limitée

Profitez des séries limitées Classic III :

Le Classic III combine innovation, fiabilité et robustesse pour des examens de qualité, une parfaite écoute des sons hautes et basses fréquences.

Il possède :

- Un double pavillon en acier inoxydable, avec un diamètre de 47 et 36 mm.
- Une tubulure à simple conduit.
- Une bague anti-froid pour le confort du patient.
- Une lyre orientée pour le confort du médecin.
- Des embouts auriculaires étanches et clipsés.

Longueur : 69 cm.

Poids : 153 grammes.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.