



### Stéthoscope Littmann - Master Cardiologie - Série Limitée

Offrez-vous la qualité acoustique du Littmann Master Cardiologie avec une esthétique unique !

*Série limitée : " Smoke Edition ", " Edition Laiton ", " Black Edition " pour bénéficier de la perfection du Master Cardiologie avec un modèle unique.*

Avec sa double tubulure et sa haute sensibilité acoustique, le stéthoscope Littmann Master cardiologie est destiné aux spécialistes et généralistes exigeant un excellent niveau de performances.

- Pavillon monobloc en acier inoxydable.
- Membrane double fréquence.
- Tubulure à double conduit interne pour une meilleure isolation des bruits parasites.
- Lyre orientée pour le confort du médecin.
- Bague anti-froid pour le confort du patient.
- Embouts auriculaires étanches et clipsés.

Longueur totale de 69 cm.

Poids : 185 grammes.

Excellente qualité des matériaux pour une restitution acoustique de très haut niveau.

Livré avec une bague anti froid et 1 paire d'embouts auriculaires supplémentaires.

Garantie 7 ans.

Matériel médical CE.

**Robé Médical est distributeur certifié Littmann et à ce titre répond aux critères de qualité, service client et service après-vente de Littmann. Retrouvez le tableau comparatif des produits Littmann en fiche technique (ci-dessous).**