



Stéthoscope Vétérinaire spécial chevaux et grands animaux Svga

Qualité de sons inégalée pour les soins et en compétition. Remplace avantageusement un cardio-fréquencemètre.

Grâce à son très large pavillon l'écoute bénéficie d'une amplification sans commune mesure comparée à un pavillon classique, que ce soit dans les fréquences cardiaques ou pulmonaires.

Lyre totalement orientable à 180°, vous offrant un confort d'écoute maximal. Nettoyable par immersion, le stéthoscope SVGA vous permet une auscultation dans des conditions d'hygiène parfaite.

- Idéal pour les chevaux, bovins, et grands animaux
- Tubulure rouge en caoutchouc extra longue, spéciale grands animaux.
- Pavillon Inox extra large Ø 65 mm.
- Lyre Inox orientable 180°.
- Membrane Inox assurant une parfaite transmission du son.
- Raccord démontable par simple pression, permettant une immersion totale du dispositif.
- Compatible avec les désinfectants hospitaliers.
- Fabriqué en Allemagne, selon les recommandations du professeur Götz

Longueur tubulure : 64 cm

Longueur totale : 85 cm

Poids : 290 gr

Matériel médical usage vétérinaire.

Fabriqué en Allemagne