

FICHE TECHNIQUE

Stéthoscope de Pinard obstétrique - en aluminium

Stéthoscope spécifique pour une auscultation rapide et l'écoute des battements de cœur du fœtus

Le stéthoscope de Pinard est un stéthoscope obstétrique dédié à l'écoute de l'activité cardiaque du fœtus.

Directement porté à l'oreille, ce stéthoscope en aluminium amplifie l'acoustique et permet une écoute des battements de cœur du fœtus.

Utilisation :

Placer le stéthoscope sur le ventre de la mère, proche du fœtus, et porter directement à l'oreille pour l'écoute.

Matériau :

Aluminium

Dimension :

- Longueur : 14 cm
- Pavillons : 5 cm et 6.5 cm

Entretien :

Se nettoie facilement avec un chiffon et de l'eau savonneuse. Bien essuyer.

Non stérile.

Matériel médical CE.

