



Strapping double orteils

Pour lier 2 orteils notamment en cas de fracture

Le strapping en tandem (attaché l'orteil cassé à l'orteil adjacent) est le traitement le plus courant pour soigner un orteil.

Ce strap permet de réaliser le strapping plus facilement et rapidement qu'un strapping standard. Il est composé d'un rembourrage autour des deux orteils strappés afin de protéger des pressions et frottements et d'offrir un confort optimal.

- Produit utilisable avec gros orteil ou par tout autre orteil
- Contribue à réduire voire supprimer les douleurs de l'orteil cassé
- Permet un strapping en tandem rapide et facile
- Protège des pressions et frottements excessifs
- Strap rembourré pour offrir un confort optimal
- Se porte avec tous types de chaussures
- Large zone d'attache pour adapter la taille
- Lavable et réutilisable

Dimension: Longueur: 10,5 * Largeur: 2,5 cm * Epaisseur: 0.12 cm (non réglable)

Composition: Tissu élastique, velcro

Conditionnement: Vendu à l'unité (x1 strap)

Merci de consulter un médecin ou de se rendre en urgence en cas de doute sur la gravité de la fracture.

À ne pas porter si:

- Plaies ouvertes
- Maladies de la peau
- Trouble circulatoire
- Diabétique

Dispositif médical CE conforme MDD 93/42.