



Supports à crochets pour poches à urine - Arrondi ou carré

Support à crochets en métal plastifié avec système de suspension arrondi ou carré

Support à crochets en métal plastifié avec système de suspension arrondi ou carré. Prévu pour les poches pré-trouées à urine ou autre avec boucle de passage.

Poids maximum :

Poids maximum de suspension 2Kg

Nettoyage :

En machine ou à la main, avec un produit nettoyant n'attaquant pas le chrome, ni l'acier, ni le plastique

Matières :

Métal plastifié

Conditionnement :

Emballage individuel

Dimensions :

Crochet arrondi : 153 x 110 x 61 x 3.05 mm

Crochet carré : 157 x 95 x 52 x 4.05 mm

Poids :

Crochet arrondi : 44 gr

Crochet carré : 60 gr

Utilisation :

Bien accrocher le support en déterminant avant si le rebord support pour le crochet est rond ou carré, dans ce cas choisir le crochet correspondant.

Précautions d'emploi :

Nettoyer après chaque changement de patient.

Si le revêtement plastique est détérioré : risque de rouille. Dans ce cas, ne plus utiliser.