



Surchaussures anti-dérapantes et hydrophobes, à usage unique - Blanc - Carton de 300 - Fab. française

Surchaussures en polypropylène 35gr/m². Hydrophobes et anti-dérapantes même sur sol mouillé. Fabrication Française.

Surchaussures à usage unique permettant de protéger d'une éventuelle contamination par germes, virus ou bactéries. Limite le risque d'infection nosocomiale en milieu hospitalier ou médical.

Vendu par carton de 300

Anti-dérapantes grâce au revêtement sous la surchaussure. Fabriquées en polypropylène, ces surchaussures sont hydrophobes.

L'élastique de maintien est double tricoté pour un serrage parfait et confortable.

- Surchaussures en 100% polypropylène
- Anti-dérapantes
- Usage unique
- Élastique double tricoté
- Matière hydrophobe
- 100% soudure ultrason
- Sans colle
- Ne se décolle pas

Conditionnement :

Vendu par carton de 300 surchaussures soit 150 paires

Matière :

Surchaussure 100% polypropylène
Élastique en polyester et élasthanne

Fabrication française

Non-tissé OEKO-TEX

Dispositif médical de classe I et EPI catégorie I

Sans : Produits chimiques, mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, graphène, traitement biocide ou virucide, produits médicamenteux ou dérivés de sang ou de plasma humain