

Suture tressée en soie noire stérile Silk

Sutures avec aiguilles pointes triangulaires.
En fils de soie noire tress, enduits de cire naturelle.

Non rorbables.
Tr souples et faciles nouer.
Sans moire de forme.

Pour des ligatures de :
- odonto-stomatologie
- ophtalmologie
- neurochirurgie

Conditionnement individuel stîle.
Vendus par lot de 12 sutures.

Fabrication Européenne (Belgique).

Conforme la pharmacop européenne et USP.

Matériel médical CE conforme la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Enduite de cire naturelle.

