

**Salamender**



### Table de soins 2 parties à hauteur fixe blanche Salamender

Modèle polyvalent piétement en acier, avec porte rouleaux et porte accessoires

Divan de soins et de massage 2 parties, piétement en acier inoxydable.  
Dossier relevable, autobloquant. Cavité visage avec bouchon.  
Revêtement similicuir haute qualité et résistant.  
Plateau-grille permettant de poser les accessoires à portée de main.  
Livré avec porte rouleau. Portée 100 kg.

- Sellerie similicuir.
- Dossier relevable jusqu'à 40°.
- Piétement acier inoxydable.
- Plateau-grille porte accessoires.
- Porte rouleaux inclus.
- Portée maximale 100 kg.

Egalement disponible en coloris [noir](#), [gris foncé](#) ou [bleu](#).

Dimensions : H63 x L183 x l 63 cm.  
Poids : 26 kg.

Garantie 3 ans.

La gamme Salamender de Robé Médical® vous propose divans et tables pour examens, gynécologie, massages et ostéopathie. Tous les produits Salamender sont conformes aux normes les plus strictes et vous assurent confort, ergonomie et fiabilité. Salamender par Robé Médical®, la référence en matière de mobilier.