

Taie d'oreiller traitée anti-bactérien

Pour une protection hygiénique de l'oreiller en collectivité et à hôpital.

Tissu jersey polyester enduit d'un revêtement étanche et doux en polyuréthane.

Protège l'oreiller existant des sécrétions et des bactéries grâce à sa finition étanche soudée haute fréquence, aide à lutter contre les maladies nosocomiales.

- Classement au feu M1 permanent ;
- Tissu polyester enduit de polyuréthane 150g/m² ;
- Épaisseur 10/100e ;
- Forme portefeuille avec rabat intérieur ;
- Couleur : blanc.

Dimensions :

- 60 x 60 cm avec rabat de 20 cm.

Vendu par lot de 2 taies.

