

Tegaderm 3M film adhésif transparent avec cadre de pose

Avec cadre d'application pour assurer une excellente mise en place du pansement

Pansements stériles très fins, souples et transparents permettant une visualisation complète de la plaie ou du site d'injection pour une application optimale.

Pose aseptique grâce au cadre qui évite tous contacts et élimine ainsi les risques de contamination manuportée.

- Film souple et mince épousant parfaitement les formes.
- Imperméable à l'eau.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Protection antimicrobienne.
- Utilisable sous la douche.

Disponible en différentes formes et dimensions. Utilisable pour le recouvrement des plaies profondes à superficielles (érythème, ulcères, brûlures superficielles, plaies accidentelles ou opératoires) et pour la fixation des cathéters.

Le pansement Tegaderm est conditionné sous pochette individuelle stérile.

Conditionné en boîtes de 5, 10, 20, 50 et 100 pansements.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42.

