

robemed +



### Tensiomètre bras électronique - Robemed - avec mémoires et indicateur d'arythmie

Mesure pression artérielle systolique et diastolique, avec indicateur d'hypertension et détecteur d'arythmie. Mémoires pour 2 utilisateurs.

Pour une mesure fiable de la pression artérielle systolique et diastolique, ainsi que du pouls par la méthode oscillométrique

Ce tensiomètre digital intelligent à une mémoire de 2 utilisateurs, possède un indicateur d'hypertension (OMS) et un détecteur d'arythmie IHB.

Il permet également d'avoir une moyenne des 3 dernières mesures.

- Tensiomètre électronique et automatique
- Mesure fiable de la pression artérielle systolique et diastolique
- Mesure du pouls par la méthode oscillométrique
- Mémoire de 2 utilisateurs
- Indicateur d'hypertension
- Détecteur d'arythmie IHB
- Effectue une moyenne des 3 dernières mesures.

Ce tensiomètre est livré avec : un brassard de 22-40 cm, 3 piles et une pochette de rangement.

#### Caractéristiques techniques :

- Étendue des mesures : Pouls : 40-170 Battements/min
- Précision : Tension artérielle +/-3mmHg. Pouls +/- 5% de la lecture
- Mémoire : 2x120 groupes de mesures
- Fonction moyenne : moyenne des 3 dernières mesures
- Matériel : ABS + écran digital LCD

**Taille du brassard :** 22-40 cm

**Alimentation :** Interne-DC 4.5V (3xAA) / Externe-DC 5V 1A

#### Conditions d'utilisation :

Température : 5°C à 40°C  
Humidité : 15% à 93%  
Pression : 70KPa - 106 Kpa

#### Conditions de stockage :

Température : -25°C à 70°C  
Humidité : en dessous de 93%  
Pression : 70KPa - 106 Kpa

Matériel Médical CE

Garantie de 2 ans.