

Tensiomètre poignet électronique BP W3 Comfort Microlife

Mémoire 30 dernières mesures, indicateur d'arythmie, garantie 5 ans

Le tensiomètre automatique de poignet est doté de la technologie Comfort+, pour une utilisation plus confortable pendant le gonflage du brassard.

Cet appareil est un tensiomètre oscillométrique qui analyse aussi les irrégularités du pouls pendant la mesure (appareil testé cliniquement), le symbole IHB apparait sur l'écran en cas de battements irréguliers. Cet appareil ne remplace pas un examen cardiologue, mais il contribue au dépistage précoce d'irrégularités de la fréquence cardiaque.

L'appareil enregistre automatiquement les 30 dernières mesures.

Le brassard s'adapte au poignet de circonférence comprise entre 13,5 cm et 23 cm et est lavable pour une utilisation hygiénique à long-terme.

Le gonflage du brassard souple conique est entièrement automatique avec vérification d'ajustement.

- Echelle colorielle tricolore pour la catégorisation de la tension artérielle.
- Date et heure réglables.
- Indicateur d'état de charge des piles.
- Brassard poignet réglable de 13,5 cm à 23 cm.
- Indicateur d'arythmie (IHB).
- Moyenne des 3 dernières mesures.
- Mémoire 30 dernières mesures avec date et heure de chaque mesure.
- Plage de mesure tension artérielle : 20-289 mmHg.
- Précision : +/- 3 mmHg.
- Plage de mesure pouls : 40- 180 pulsations par minute.
- Précision : +/- 5%.
- Fonctionne avec 2 piles AAA incluses ou piles rechargeables.

Dimensions : L 81 x l 65 x H 21 mm.

Poids : 112g (avec les piles).

Livré complet avec:

- 2 piles AAA
- Boîte de rangement
- Journal de suivi de tension
- Notice d'utilisation en Français.

Garantie 5 ans.

Matériel médical CE.

