

MedZOO



### Tensiomètre vétérinaire Medzoo - avec brassard pour chiens, chats et petits animaux

Tensiomètre électronique qui mesure de manière automatique la pression du sang des animaux

Ce tensiomètre électronique mesure automatiquement la pression du sang des animaux et est doté d'un large écran LCD à couleur, en haute définition.

La dimension du brassard (10-19 cm) convient aux chiens petite taille, renards, mouton,...

- Stockage jusqu'à 100 groupes de données avec date et heure
- Fonctionnement automatique à une seule touche
- Fonction alarme avec limites d'alarme réglables
- Double unité de mesure : kPa et mmHg
- arrêt automatique

Livré avec brassard medium (10-19 cm) et mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

**Méthode de mesure** : oscillométrique

**Plage de mesure** : 0-38,67 kPa (0-290 mmHg)

**Résolution** : 1 mmHg

**Précision** : pression statique :  $\pm 0,4$  kPa ( $\pm 3$  mmHg)

**Gonflage - dégonflage** : gonflage automatique - dégonflage automatique en plusieurs phases

**Écran** : LCD 2,8" à couleur

**Alimentation** : 4 batteries "AA" ou adaptateur en option

**Sécurité** : dispositif classe II type BF parties appliquées

**Dimensions - Poids** : 130 x 110 x 80 mm

**Poids** : 300 g

**Composé de :**

- Tensiomètre électronique
- Brassard medium (10-19 cm)
- 4 piles
- Mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).