

### Transformateur secteur Omron pour tensiomètres bras Omron

### Transformateur secteur pour tensiomètres bras Omron



#### Données techniques :

- Tension d'entrée secteur : AC100 - 240V/, 50/60 Hz 0.12A
- Tension de sortie : 6V/CC
- Courant de sortie : 500mA
- Polarité (fiche) : positive
- Longueur du câble : 1.5 m
- Poids : 45g

Contenu : Bloc d'alimentation et mode d'emploi.

Conforme CE.

- [Tensiomètre automatique au bras OMRON M3 V4](#)
- [Tensiomètre au bras automatique OMRON M6 Comfort](#)

Matériel médical CE