

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1 IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

DENTIRO® Zero

1.2 UTILISATIONS ADÉQUATES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES

DENTIRO® Zero est une solution sans alcool prête à l'emploi pour la désinfection et le nettoyage rapides des dispositifs médicaux non invasifs avec des surfaces délicates, tels que les sondes ultrasons abdominales et vaginales et les pompes à infusion. DENTIRO® Zero convient tout particulièrement à la désinfection des équipements sensibles à l'alcool comme le cuir naturel ou artificiel, le plexiglas et le PVC mou. Les composés actifs de DENTIRO® Zero ne s'évaporent pas réduisant ainsi la re-contamination des surfaces.

1.3 DÉTAILS DU FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Fabricant		Représentant CE uniquement	
Adresse :	Oro Clean Chemie AG Allmendstrasse 21 8320 Fehraltorf Switzerland	Adresse :	Medical OCC Deutschland GmbH Wickhofstrasse 12 13467 Berlin Germany
Téléphone :	Switzerland +41 (0)44 226 44 44	Téléphone :	Germany +49 (0)30 1207 61 18
Télécopie :	Switzerland +41 (0)44 226 44 00	E-Mail :	info@oroclean.com
E-Mail :	info@oroclean.com	Site Web :	www.oroclean.com
Site Web :	www.oroclean.com		

Utilisateurs en aval / importateur / distributeur

Adresse :	Oro Clean Chemie AG Allmendstrasse 21 8320 Fehraltorf Switzerland
Téléphone :	+41 (0)44 226 44 44
Télécopie :	+41 (0)44 226 44 00
E-Mail :	info@oroclean.com
Site Web :	www.oroclean.com

1.3.1 PERSONNE COMPÉTENTE RESPONSABLE DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Wong Lee Moi
Directeur de la recherche et du développement
E-Mail : leemoi.wong@oroclean.com

1.4 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE

Informations d'urgence : +41 (0)44 512 49 89
Centre toxicologique* : +41 (0)44 251 51 51 (Suisse)

* Vérifier régulièrement les numéros ci-dessus car ils peuvent changer.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

2.1.1 CLASSIFICATION SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

CLASSES ET CATÉGORIES DE DANGERS	INSTRUCTIONS DE DANGER :	PROCÉDURE DE CLASSIFICATION
Aquatic Chronic 3	H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Classification harmonisée (légale).

2.2 ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

2.2.1 ÉTIQUETAGE DU MÉLANGE SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

Pictogrammes de danger :

–

Terme d'avertissement :

Aucune mention d'avertissement selon le règlement (CE) 1272/2008.

Instructions de danger :

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Mises en garde :

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P305+P351 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P501 Eliminer le contenu/récipient en fonction des lois en vigueur.

Informations supplémentaires sur les dangers (CE) :

– No supplementary labelling requirements according to Regulation (EC) 1272/2008.

2.3 AUTRES DANGERS

Ce mélange n'est pas une substance persistante, bioaccumulative et toxique (PBT) ni très persistante et très bioaccumulative (vPvB) selon REACH, annexe XIII.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

3.1 SUBSTANCES

Ce produit est un mélange (voir section 3.2).

3.2 MÉLANGES

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

3.2.1 INGRÉDIENTS DANGEREUX CLASSIFICATION SELON LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008

Nom	Numéro CAS	Numéro EINECS	Numéro d'indice	Numéro REACH	Catégories de dangers	Instructions de danger	Concentration
Benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures	68424-85-1	270-325-2	s.o.	05-2115874530-46-0000	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H400, H410	< 1%
Amines, N-C10-16-alkyltriméthylène-di-, -produits de réaction contenant de l'acide chloracétique	139734-65-9	s.o.	s.o.	Aucune obligation sous REACH.	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Aquatic Acute 1	H302, H314, H400	< 1%

3.2.2 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour le libellé intégral des phrases R- et H- indiquées, voir la section 16.

4 PREMIERS SECOURS

4.1 DESCRIPTION DES PREMIERS SOINS

4.1.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Assurer sa propre sécurité. Lors de recherche d'un médecin, montrer cette fiche de données de sécurité sur les matériaux.

4.1.2 APRÈS INHALATION

Assurer sa propre sécurité contre les vapeurs ou les aérosols de produit. Déplacer toute personne concernée d'une zone d'exposition vers l'air extérieur. Ne pas laisser les personnes seules. Appeler un médecin si la respiration est difficile ou si de la toux ou d'autres symptômes se développent. Desserrer les vêtements tels qu'un col, une cravate ou une ceinture.

4.1.3 APRÈS LE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Nettoyer la peau avec beaucoup d'eau froide. Ne pas utiliser de solvants. Appeler un médecin si une irritation ou d'autres symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser.

4.1.4 APRÈS LE CONTACT AVEC LES YEUX

Nettoyer les yeux à l'eau courante. Appeler un médecin si des symptômes tels qu'une rougeur, une irritation ou une douleur se développe.

4.1.5 APRÈS INGESTION

Rincer la bouche avec de l'eau et faire boire beaucoup d'eau à la victime. Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement naturel, faire pencher en avant la victime et lui donner à nouveau de l'eau. Ne rien administrer à une personne dans un état semi-conscient ou inconscient. Appeler immédiatement un médecin.

4.2 PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

Les symptômes suivants peuvent se produire : EN CAS D'INGESTION : nausée, vomissement, douleur abdominale, troubles gastro-intestinaux, irritation des poumons.

4.3 INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traiter selon les symptômes.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 MOYENS D'EXTINCTION

5.1.1 EXTINCTEUR ADAPTÉ

Eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agents extincteurs solides. Le produit lui-même ne brûle pas. Prendre les mesures de lutte contre l'incendie appropriées au feu.

5.1.2 EXTINCTEUR NON ADAPTÉ POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

Aucun.

5.2 DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Aucun danger particulier à craindre.

5.3 CONSEILS AUX POMPIERS

5.3.1 DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Porter un appareil respiratoire adapté.

5.3.2 AUTRES INDICATIONS

Ne pas inhaler les fumées d'explosion ou d'incendie. Prendre les mesures appropriées de lutte contre l'incendie pour le feu. Les substances d'incendie et l'eau contaminée de lutte contre l'incendie doivent être éliminées en respectant les instructions des collectivités locales.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE

Porter un équipement de protection adéquat. Sol glissant une fois éclaboussé. Ne pas ouvrir le contenant primaire sauf autorisation. Interdire l'accès à la zone tant que le nettoyage n'est pas terminé.

6.2 PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Maîtriser le débordement avec un matériau absorbant tel que du sable, de la vermiculite ou un liant universel.

6.3 MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Nettoyer à l'aide d'un matériau absorbant (un tissu, un molleton, par exemple).

6.4 RÉFÉRENCE À D'AUTRES SECTIONS

For instructions for safe handling, disposal, and personal protection equipment see sections 07, 08, and 13.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Lire les instructions relatives au produit avant de l'utiliser. Porter un équipement de protection adéquat (lire la section 08). Ouvrir le flacon avec soin. Éviter de respirer des fumées / aérosols. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Conserver toutes les étiquettes d'avertissement et d'identité.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

- 7.1.1 INSTRUCTIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET L'EXPLOSION**
Le produit n'est pas combustible. Aucune mesure de protection particulière contre le feu ou l'explosion n'est requise.
- 7.1.2 CONSEILS D'ORDRE GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'HYGIÈNE DU TRAVAIL**
Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail. Avant les pauses et après le travail, se laver soigneusement les mains. Utiliser de la crème pour protéger vos mains. Manipuler le produit selon les règles d'hygiène industrielles et les mesures de sécurité appropriées.
- 7.2 CONDITIONS D'UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D'ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS**
- 7.2.1 EXIGENCES RELATIVES AUX LOCAUX ET RÉSERVOIRS DE STOCKAGE**
Maintenir hors de portée des enfants. Conserver le flacon d'origine uniquement. Les palettes complètes ne doivent pas être empilées.
- 7.2.2 AUTRES INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE STOCKAGE**
Maintenir le flacon bien fermé. Stocker à la température ambiante. Éviter le gel et les températures supérieures à 30°C. Stocker dans un endroit sec. Ne pas stocker pendant de longues périodes à la lumière directe du soleil.
- 7.2.3 STOCKAGE AVEC DIFFÉRENTS PRODUITS**
Stocker séparément des boissons, de la nourriture et des aliments.
- 7.3 UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)**
Voir la section 01 ou la fiche technique.

8 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

8.1.1 COMPOSANTS COMPORTANT DES LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	VALEURS LIMITES À LONG TERME (MG/M3)	VALEURS LIMITES À COURT TERME (MG/M3)
BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES	68424-85-1	AUCUNE LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.	AUCUNE LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.
AMINES, N-C10-16-ALKYLTRIMÉTHYLÉNÉDI,-PRODUITS DE RÉACTION CONTENANT DE L'ACIDE CHLORACÉTIQUE	139734-65-9	AUCUNE LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.	AUCUNE LIMITE D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE.

8.1.2 COMPOSANTS COMPORTANT DES LIMITES BIOLOGIQUES

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	VALEURS LIMITES (MG/M3)
BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES	68424-85-1	AUCUNE VALEUR LIMITE BIOLOGIQUE.
AMINES, N-C10-16-ALKYLTRIMÉTHYLÉNÉDI,-PRODUITS DE RÉACTION CONTENANT DE L'ACIDE CHLORACÉTIQUE	139734-65-9	AUCUNE VALEUR LIMITE BIOLOGIQUE.

8.2 CONTRÔLES DE L'EXPOSITION

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

8.2.1 CONTRÔLES TECHNIQUES APPROPRIÉS

Voir la section 07. Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire.

8.2.2 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection des yeux / du visage :

Non requis pendant l'utilisation normale.

Protection de la peau :

Protection des mains

Non applicable.

Autre

Non requis pendant l'utilisation normale.

Protection des voies respiratoires :

Éviter la formation d'aérosols. Utiliser une protection des voies respiratoires en cas de formation d'aérosols.

Mesures générales de protection :

Éviter le contact avec les yeux.

8.2.3 CONTRÔLES D'EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Observer les précautions d'usage lors de la manipulation des produits chimiques.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES

9.1.1 GÉNÉRALITÉS

Coleur: Incolore

Etat physique: Liquide clair, non visqueux

Parfum: Pomme

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

9.1.2 INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Valeur pH:	8 - 8.5
Valeur pH en solution aqueuse	Non applicable (Solution prête-à-l'emploi).
Point de fusion (°C) :	Aucune donnée disponible.
Point d'ébullition (°C) :	Aucune donnée disponible.
Point d'éclair (°C) :	Aucune donnée disponible.
Inflammabilité	Le produit n'est pas inflammable
Propriétés explosives :	Le produit ne présente pas de risque d'explosion
Limite d'explosion inférieure (%) :	Non applicable.
Valeur d'explosion supérieure (%) :	Non applicable.
Propriétés oxydantes :	Le produit ne comporte pas de propriétés oxydantes.
Pression de la vapeur (kPa) :	Aucune donnée disponible.
Densité relative (g/cm ³) :	1
Solubilité / Miscibilité :	Entièrement miscible dans l'eau.
Coefficient de répartition eau/octanol (log Pow) :	Non applicable.
Viscosité (mPas) :	Aucune donnée disponible.
Densité de vapeur par rapport à l'eau :	Aucune donnée disponible.
Vitesse d'évaporation :	Aucune donnée disponible.
Température de combustion spontanée (°C) :	Ce produit ne possède pas de propriétés d'autoallumage.
Température de décomposition (°C) :	Non applicable.

9.2 AUTRES INFORMATIONS

Conductivité (mS/cm) :	Aucune donnée disponible.
------------------------	---------------------------

Les valeurs sensibles à la température et/ou la pression sont normalisées à 20 °C et 1013 hPa.

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 RÉACTIVITÉ

Le mélange n'est pas réactif.

10.2 STABILITÉ CHIMIQUE

Stable à des températures et une pression normales jusqu'à la date d'expiration imprimée sur le flacon.

10.3 POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse telle que la polymérisation ne se produit.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

- 10.4 CONDITIONS À ÉVITER**
Éviter les conditions au-delà de celles mentionnées dans la section 07.
- 10.5 MATIÈRES INCOMPATIBLES**
Aucune matière spécifique à éviter pendant l'utilisation prévue.
- 10.6 PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX**
Aucun produit de décomposition dangereux en cas de conditions normales de stockage et d'utilisation.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- 11.1 INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES**
- 11.1.1 TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE ORALE**
LD50 (rat) > 5000 mg/kg
- 11.1.2 TOXICITÉ AIGUË PAR VOIE CUTANÉE**
Aucune donnée disponible.
- 11.1.3 TOXICITÉ AIGUË PAR INHALATION**
Aucune donnée disponible.
- 11.1.4 IRRITATION ET CORROSIVITÉ CUTANÉE / DES MUQUEUSES**
Aucune irritation envisagée.
- 11.1.5 IRRITATION ET CORROSIVITÉ OCULAIRES**
Irritation oculaire.
- 11.1.6 SENSIBILISATION**
Aucune sensibilisation envisagée.
- 11.1.7 TOXICITÉ PAR ADMINISTRATION RÉITÉRÉE**
Ce produit ne présente pas de toxicité chronique connue.
- 11.1.9 EFFETS CMR (CANCÉROGÉNÉICITÉ, MUTAGÉNÉICITÉ ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION)**
Ce produit ne contient pas d'ingrédients ayant des effets toxiques de carcinogénéicité , mutagénéicité ou sur la reproduction.
- 11.1.10 CONSEIL SUPPLÉMENTAIRE SUR LA TOXICOLOGIE**
Le produit a été classé en termes toxicologiques sur la base des résultats de la procédure de calcul soulignée dans la directive générale sur les mélanges (1999/45/CE). Il n'existe pas de données provenant des essais toxicologiques concernant le produit. Les valeurs de toxicité aiguë, d'irritation et de sensibilisation de la peau et des muqueuses et du potentiel mutagène du produit ont été évaluées sur la base des données relatives aux ingrédients du produit. Il manque des données appropriées pour certains ingrédients. Selon l'expérience du fabricant, aucun danger autre que ceux déclarés sur l'étiquette n'est à craindre.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 TOXICITÉ

Ce produit n'a aucun effet écotoxique connu. Le produit ne devrait pas affecter de manière négative le fonctionnement des usines de traitement des eaux usées. Il n'existe pas de données provenant des tests écotoxicologiques concernant le produit. Le risque écotoxicologique a été évalué en fonction des données relatives aux ingrédients et concentrations disponibles pour le produit.

12.2 PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Les ingrédients du produit disposent de propriétés de biodégradation satisfaisantes. Les tensio-actifs inclus dans le produit respectent les exigences relatives à la biodégradation définie dans le règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents. Dans les usines de traitement des eaux usées, la biodégradabilité peut être classée comme élevée en fonction des données disponibles.

BIODÉGRADATION DE SUBSTANCES ADÉQUATES DU MÉLANGE

SUBSTANCES	NUMÉRO CAS	BIODÉGRADATION
BENZYLALKYL EN C12-16 DIMÉTHYLES, CHLORURES	68424-85-1	CA. 60% (28 D, MÉTHODE OECD 301 D, FACILEMENT BIODÉGRADABLE).
AMINES, N-C10-16-ALKYLTRIMÉTHYLÉNÉDI-, PRODUITS DE RÉACTION CONTENANT DE L'ACIDE CHLORACÉTIQUE	139734-65-9	94% (MÉTHODE OECD 301 A, FACILEMENT BIODÉGRADABLE).

12.3 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

En fonction des données disponibles, aucun ingrédient de produit n'est susceptible de présenter un risque bioaccumulatif.

12.4 MOBILITÉ DANS LE SOL

Le produit ne devrait pas être mobile sur de longues distances étant donné que tous les ingrédients présentent une bonne biodégradabilité. La tension superficielle et les cinétiques d'absorption / désorption ne s'appliquent pas au produit.

12.5 RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB

Ce produit ne contient pas de substance PBT-/vPvB comme indiqué dans REACH, Annexe XIII.

12.6 AUTRES EFFETS NÉFASTES

Le produit ne contient pas d'ingrédients présentant un risque d'appauvrissement en ozone ni de risque de réchauffement de la planète. Le produit ne contient pas de métaux lourds ni leurs composants comme indiqué dans 2006/11/EG. Il ne contient pas de composés organohalogénés absorbables (AOX) ni de composés organiques volatils (COV).

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

13.1.1 ÉLIMINATION DU PRODUIT

Pour l'élimination, respecter les réglementations nationales et locales. Code CED des déchets numéro : 070699 (Groupe : Déchets provenant de la FFDU des graisses, huiles, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques). De petites quantités de ce produit (à peu près 500 ml par jour) peuvent être éliminées via le système des eaux usées après dilution 1:5 avec de l'eau plate.

13.1.2 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE CONTAMINÉ

Les emballages vides peuvent être considérés comme des déchets ménagers ou être recyclés après nettoyage avec de l'eau. Traiter l'emballage contenant le produit de la même manière que le produit. Lorsque c'est possible, des références aux réglementations locales relatives à l'élimination sont indiquées dans la section 15 du MSDS. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et de respecter les réglementations applicables.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14.1 NUMÉRO ONU

Le transport et l'expédition de ce produit ne font pas l'objet de limitations.

14.2 DÉSIGNATION DE TRANSPORT ONU CORRECTE

14.2.1 ADR/RID/SDR

- (-)

14.2.2 CODE IMDG / ICAO-TI / IATA-DGR

- (-)

14.3 CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT

- (-)

14.4 GROUPE D'EMBALLAGE

- (-)

14.4.1 HAZARD LABEL

-

14.4.2 LQ

Le transport et l'expédition de ce produit ne font pas l'objet de limitations.

14.5 DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

ADR/RID / Code IMDG / ICAO-TI / IATA -DGR : Aucun

Polluant marin : Non

14.6 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L'UTILISATEUR

Voir les sections 06 à 08.

14.7 TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L'ANNEXE II DE LA CONVENTION MARPOL 73/78 ET AU RECUEIL IBC

Ce produit n'est pas livré en vrac selon l'annexe II de MARPOL73/78 et du recueil IBC.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- 15.1 RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT**
Le produit a été classé et marqué en fonction de la directive 1272/2008/CE (CLP). Le produit est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), du règlement (CE) n° 648/2004 (règlement sur les détergents), du règlement (UE) n° 528/2012/UE (règlement sur les produits biocides) et de la directive 93/42/CE (directive sur les dispositifs médicaux) si applicable.
- 15.1.1 RÉGLEMENTATIONS NATIONALES**
Pour obtenir des informations supplémentaires, consulter la loi locale.
- 15.2 ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE**
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour la substance ou le mélange.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

16 AUTRES INFORMATIONS

LISTE DES PHRASES R- APPROPRIÉES, MENTIONS DE DANGER, MENTIONS DE SÉCURITÉ ET /OU MISES EN GARDE

H302	Nocif en cas d'ingestion.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Fiche de données de sécurité sur les matériaux

selon le règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)

DENTIRO® Zero

Version : 5.0.0 | Date : 09.06.2016 || Remplace la version : 4.1.0 | Date : 01.06.2015 || Français

CONSEIL DE FORMATION

Avant d'utiliser ce produit, lire attentivement cette feuille de données de sécurité sur les matériaux. Pour des informations détaillées, consulter la fiche technique.

SOURCES DES DONNÉES PRINCIPALES

Les fiches de données de sécurité sur les matériaux des fournisseurs d'ingrédients, la littérature scientifique ainsi que les réglementations actuelles ont servi de base pour la préparation de cette fiche.

INDICATION DE MODIFICATION	MOTIF DE LA RÉVISION
1.3.1 Personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité	Modification des coordonnées de l'entreprise.
1.4 Numéros d'appel d'urgence	Modification des coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence.
2.2.1 Étiquetage selon la directive 1999/45/CE	Adaptation.
13.1.1 Élimination du produit	Adaptation.
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement	Adaptation au changement au niveau des réglementations.
16 Autres informations	Adaptation au changement au niveau des réglementations.

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

Les abréviations et les acronymes utilisés dans ce document sont accessibles sur le site www.wikipedia.org.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité sur les matériaux sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles du fabricant. Elles sont fournies pour des raisons de sécurité uniquement. Elles sont établies en toute bonne foi et ne constituent pas une garantie relative aux propriétés spécifiques du produit. Les informations n'impliquent pas une relation contractuelle juridiquement valable. Les utilisateurs doivent mener leurs propres recherches afin de déterminer le bien-fondé des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sur les matériaux pour leurs propres besoins. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de respecter toutes les lois et réglementations applicables. Toute utilisation du produit non conformément à cette fiche de données de sécurité sur les matériaux ou impliquant l'utilisation du produit en association avec d'autres produits ou processus est de la responsabilité de l'utilisateur. Les données des sections 04 à 08 et 10 à 12 font partiellement référence à la libération de grandes quantités et non à l'application ou l'utilisation correcte du produit. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sur les matériaux doivent être fournies à tous ceux qui vont utiliser, manipuler, stocker, transporter ou qui seront exposés à ce produit. Toute responsabilité est déclinée concernant la précision ou l'exhaustivité des informations fournies dans tous les cas.

Alerte de mise à jour MSDS

Vous avez l'obligation juridique de toujours disposer du MSDS le plus récent de vos fournisseurs. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les alertes de mise à jour des MSDS. OCC Switzerland vous informera immédiatement en cas de modification d'un MSD

Visite : www.oroclean.com